

院内感染やクラスター対策に
殺菌灯搭載ロボット

SR-UVC



紫外線照射ロボットだから実現できる


無人で除菌作業



作業スタッフの不安解消と感染リスクを低減

ご利用者様が安心して利用できる空間づくり


- ☑ ロボットが一次除菌を行うので、感染リスクや作業者の心理的負担を軽減し、作業時間を短縮。
- ☑ 台車周りがコンパクトサイズだから、狭い場所でもスムーズに動かせる。
- ☑ 操作画面越しに人の目で安全を確認しながら、照射作業が可能。
- ☑ 遠隔操作 & 自律走行なので、照射を止めることなく照射ポイントに移動が可能。



遠隔操作 & 自律走行


安全対策

- 衝突防止センサを搭載
- AIによる人影検知機能を搭載
- 警告灯や状態表示灯を搭載
- 画面でロボットの周辺を確認
- 遠隔操作で照射の ON/OFF 対応
- タイマー機能で照射自動 OFF 設定




スマートフォンやPCから専用コントローラーで簡単操作

AI人影検知機能搭載!



床面照射も可能!



専用タブレットからワンクリックで地図生成 & 照射作業がスタート

導入実績

全国150~1200病床規模の医療機関で導入!

北海道 石川
栃木 岐阜
神奈川 高知
静岡 など



お客様の声をご紹介します



国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院

短時間で広範囲を除菌できる機器を探しており、このロボットの利用を決めた。院内の環境衛生を担う医療従事者が、紫外線照射ロボットによる一次除菌後に除菌作業を行えることで精神的負担を大幅に軽減することができた。また、院内感染の発生も現在確認されていない。



医療法人 禎心会 札幌禎心会病院

コロナ陽性患者受け入れが決まり、対応方法の体制を整えてきたが、窓がない検査室においては、人による消毒作業後に最低でも 30 分部屋を放置しなければならず、検査技師の感染リスクだけではなく、勤務時間も増加していた。ロボット導入後は、検査スタッフの感染もなく勤務時間も削減ができています。



金沢医科大学病院

新型コロナウイルスの院内感染防止と除菌作業スタッフの負担を軽減し、患者様がより安心してご利用いただける環境をつくるためにロボット導入を決めた。現在おこなっているスタッフの除菌作業後に、ロボットによる照射作業を実施して感染防止を行っている。



JR 北海道 JR 札幌病院

クラスター対策や職員の不安を払拭するための対策を必要としており、感染対策時に院内スタッフですぐに対応できる機器を探していた。ロボット導入後は、職員の不安を払拭できた。安全に次の患者を迎え入れられる安心感につながっている。




医療法人 北斗会 宇都宮東病院

感染拡大のなかで、看護師の作業や心理的不安が増えた。ウイルスへの接触リスクを低減して除菌作業ができる方法を探していた。ロボット導入後は、不安解消だけではなく作業時間も約 70% 削減でき、普段は手の行き届かないところも除菌ができています。

紫外線 UV-C による除菌の仕組み

紫外線による除菌は、医療、食品分野や理髪店などで古くから利用されてきました。

紫外線 UV-C（波長 254nm）は、菌やウイルスの細胞が持っている DNA や RNA に吸収合される性質を持っており、DNA 組織のらせん構造を破壊します。破壊された DNA 組織は、生殖能力を失い死滅します。



これが、紫外線 UV-C による菌やウイルスの不活性化の仕組みです。


参考）菌の不活性化に必要な殺菌線量 ※1

菌の種類	99.9%殺菌率 殺菌線量 (J/m ²)	出典
大腸菌（寒天培養地上）	98.0	a
赤痢菌	48.9	b
コレラ菌	102.0	a
腸チフス菌	64.2	b
結核菌	300.0	b
A 型肝炎ウイルス	110.0	a
インフルエンザウイルス	66.0	a
ロタウイルス	240.0	a
ポリオウイルス	120.0	a

紫外線の照度と距離について

紫外線の照度は、光源からの距離の 2 乗に反比例します。

距離の逆二乗の法則



紫外線 UV-C（波長 254nm）の効果は菌の種類や生息条件によって異なりますが、さまざまな菌種に対して有効であると言われています。また、それぞれの菌についての効果は、殺菌線量すなわち、殺菌線照度（W/m²）× 照射時間（秒）によって表すことができます。したがって、一般的に照射時間を 2 倍にすれば殺菌線照度を 1/2 にしても同じ効果が得られます。


※1：殺菌灯メーカー資料より一部抜粋 以下出典元

a：岩崎電気 <https://www.iwasaki.co.jp/optics/chishiki/uv/02.html>

b：パナソニック <https://www2.panasonic.biz/ls/lighting/plam/knowledge/pdf/0320.pdf>

ご利用環境での照射時間と運用フローをご提案します。

例えば、新型コロナウイルスの場合、4 病床／部屋（25 平米）で 37J/ m²の線量を照射





※ 注：上記照射時間は、殺菌灯メーカー資料より当社がシミュレーションした照射時間となります。除菌効果を保証するものではありません。Model-A、B を使用した場合のシミュレーションです。

※ 陰になる場所が多い場合は、停止位置と箇所を増やしましょう。 ※ 厚生労働省「病床面積基準」患者一人当たり 6.4m² 以上より必要平米数算定

スペック

販売価格や割賦払い、リース、レンタルについては、販売店までお問合せください。

製品名	SR-UVC Model A	SR-UVC Model B	SR-UVC Model C
本 体	 製造終了		
操作方式	遠隔操作		遠隔操作 ワンクリック自動走行・除菌
本体サイズ	410×520×1710mm	400×500×1650mm	400×500×1680mm
重 量	約 60kg	約 50kg	約 55kg
走行速度	最高速度 1.4m/s		
センサ・安全機能	衝突防止センサ UV-C 照射の遠隔停止	衝突防止センサ UV-C 照射の遠隔停止 AI による人影検知	衝突防止センサ UV-C 照射の遠隔停止 AI による人影検知 レーザーセンサによる障害物検知 (LiDAR) 空間障害物検知 (3D カメラ) 安定走行振動吸収サスペンション
保護機能	非常停止・警告灯	非常停止・状態表示灯	
紫外線波長	254nm (UV-C 波長)		
殺菌灯	40W×10 本	40W×8 本 (上部)、10W×2 本 (床面)	40W×8 本 (上部)、10W×1 本 (床面)
照射可能範囲	左右 180 度	360 度／床面	
操作用カメラ	前方 1 個	前・後方各 1 個	
通信方式	Wi-Fi (Access Point)、LTE		
バッテリー稼働時間	紫外線照射走行：約 2.5 時間、走行のみ：約 8 時間 ※バッテリー 2 本搭載時の走行時間。標準装備：ModelA バッテリー 1 本、ModelB、C バッテリー 2 本		
充電時間	急速充電器：約 5 時間 (ModelC：充電ステーション付き)		

注：製品改良のため、仕様は予告なく変更されることがあります。

製造元

株式会社スマートロボティクス

〒101-0031

東京都千代田区東神田 2-4-6 S-GATE 秋葉原 8 階

https://www.smartrobotics.jp/

IAS

ACCREDITED

Management System

ISO 9001:2015

G-CERT

ISO 9001:2015

品質マネジメントシステム国際規格

「ISO9001:2015」認証取得企業

販売店

UVC_20220721